

I dispositivi sono composti da diverse parti: l'apparecchio acustico, il ricevitore, il vano batteria e il pulsante di controllo che può trovarsi in posizioni diverse, a seconda del modello.

Il rosso identifica l'orecchio destro, il blu il sinistro.

Assicurati di aver chiuso completamente il vano batteria e verifica che il dispositivo si accenda.

Posiziona il dispositivo dietro l'orecchio mentre sistemi il ricevitore.

Meglio lo posizioni e meglio sentirai.

Tieni saldamente il ricevitore tra le dita e inseriscilo nell'orecchio.

Vieni a trovarci al centro Amplifon più vicino e saremo felici di aiutarti personalmente.

